

zoom-bleach.com инструкция по установке

1. снять пластмассовую насадку с аппарата <https://youtu.be/sjEDbS1jAJE?t=24>



2. вынуть отверткой пластмассовую заглушку/крышку (размер ~15*8 мм) из насадки <https://youtu.be/38QdRz9A-Yg?t=15>



3. Пропилить надфилем (или пилой) прорезь (для провода) в пластиковой крышке <https://youtu.be/38QdRz9A-Yg?t=18>



4. установка контактной платы устройства на под заглушку <https://youtu.be/sjEDbS1jAJE?t=60>



5. установка заглушки в насадку <https://youtu.be/sjEDbS1jAJE?t=70>



6. установка насадки на Zoom <https://youtu.be/sjEDbS1jAJE?t=87>



7. снять защиту 2-х стороннего скотча с блока питания



8. приклеить блок питания на Zoom

